

DA Spraysmøring til instrumenter

Til manuel pleje af ikke adskilte kirurgiske instrumenter i rustfrit stål inden sterilisering. Biokompatibel og dampgennemtrængelig (sterilisering)

Anvendelse: Anvendes til rengøring af instrumenter. Åbn instrumentet, og spray mod samleområdet. Kun til professionel brug. Se brugsanvisningen!

Indeholder medicinsk hvid olie i henhold til pH. Eur.

Fare! Farlig komponent: PARAFFINOLIER, PROPAN, BUTAN

Meget brændbar aerosol. Beholder under tryk: Kan revne ved opvarmning. Kan være dødelig ved indtagelse eller indånding. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben flamme eller anden antændelseskilde. VED INDTAGELSE: Kontakt øjeblikkeligt GIFTLINJEN. Fremkald IKKE opkastning. Opbevares under lås og slå. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C.

Se produktetiketter på andre sprog på vores websted:

<http://www.borer.ch/produkte/borer-medical/deconex-lube-spray/>



200 mL e



Borer Chemie AG
Gewerbstrasse 13, 4528 Zuchwil, Switzerland, Telefon +41 32 686 56 00 / www.borer.ch

Axxos GmbH

Friedrich-Wöhler-Straße 8, D-78576 Emmingen-Liptingen

Swiss made



UFI

Y800-P0UN-900R-TPEN




se bund
see bottom

REF

520900.00-AE02

LOT

se bund
see bottom



CE MD
5 °C / 25 °C
3 270