

(SL) Pršilo z mazivom za inštrumente

Za ročno čiščenje spojenih kirurških inštrumentov iz nerjavnega jekla pred sterilizacijo. Biokompatibilno in paroprepustno (sterilizacija)

Uporaba: Nanesite na čiste inštrumente. Odprite inštrument in popršite proti sklepnemu območju. Samo za poklicno uporabo. Upošteevajte navodila za uporabo!

Vsebuje medicinsko belo olje v skladu s Ph. Eur.

Nevarnost! Nevarna sestavina: PARAFINSKO OLJE, PROPAN, BUTAN

Zelo vnetljivi aerosoli. Tlačna posoda: Pri segrevanju lahko poči. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno nevarno.

Ne približujte virom toplote, vročim površinam, iskram, odprtemu ognju ali drugim virom vžiga. Kajenje je prepovedano. Ne pršite proti odprtemu ognju ali drugim virom vžiga. ČE POGOLTNETE: Takoj poiščite ZDRAVNIŠKO POMOČ. NE bruhaite. Shranjujte zaklenjeno. Zaščitite pred sončno svetlobo. Ne izpostavljajte temperaturam, ki so višje od 50 °C/122 °F.

Za oznake izdelkov v drugih jezikih obiščite naše spletno mesto:
<http://www.borer.ch/produkte/borer-medical/deconex-lube-spray/>



200 mL e



Borer Chemie AG
 Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil, Switzerland, Telefon +41 32 686 56 00 / www.borer.ch

Axxos GmbH

Friedrich-Wöhler-Straße 8, D-78576 Emmingen-Liptingen

Swiss made



UFI




REF

LOT

Y800-P0UN-900R-TPEN
 glejte spodnji del
 strani
 see bottom

520900.00-AE02
 glejte spodnji del
 strani
 see bottom



CE MD
 5 °C 25 °C
 3 270