



 borer life sciences

deconex® – Les solutions parfaites pour la recherche, l'industrie et l'éducation.

## deconex® Nettoyant pour verrerie analytiquement pure dans le laboratoire laitier

Le contrôle de qualité des matières premières et des produits finis comme le lait, la crème, le beurre, le fromage, le yaourt et le fromage blanc est l'une des tâches les plus importantes. Les propriétés physiques des produits finis font également l'objet d'un contrôle.

### Vos avantages avec deconex®

#### Sans résidus

- + Neutralisation des résidus
- + Fournit une verrerie de laboratoire irréprochable et pure pour les analyses
- + Processus idéal même en laboratoire de recherche sur le lait

#### Simple et économique

- + Concentré pour le nettoyage automatique
- + Résultats parfaits pour une utilisation manuelle, même en bain de trempage
- + Processus rapides grâce à une haute performance de nettoyage

#### Sûr

- + Résultats uniformes
- + Excellente performance même contre les résidus de protéines et de graisses
- + deconex® – utilisé quotidiennement par des leaders de l'industrie laitière

# Nous proposons des solutions polyvalentes pour les centres de qualité et les laboratoires de microbiologie

Des verreries pures pour analyses sont un prérequis pour la détermination fiable des paramètres essentiels comme le valeur pH, la densité, la teneur en eau, en graisses et en protéines, ainsi que les courbes de cristallisation et la formation de globules gras. Même les résidus de médicaments, par ex.

d'antibiotiques, doivent être mesurés. Les laboratoires de microbiologie effectuent également un contrôle des bactéries, des champignons et des moisissures. Les propriétés des produits finis, comme la consistance et la dureté, sont aussi testées avant que ceux-ci ne soient transformés.

## Pré lavage et nettoyage manuel



Nettoyage manuel.  
Rinçage d'appareils d'analyses.

### **deconex® 15 NF**

Nettoyant sans phosphates.  
Haute performance de nettoyage.  
Élimine également les graisses et les protéines.  
Efficace à faible concentration.

## Laboratoire d'analyses



Utilisation dans des systèmes automatiques de nettoyage.

### **deconex® 21 LAB CLF**

Pour nettoyage alcalin.  
Convient aussi pour les bouchons en aluminium.

### **deconex® 25 ORGANACID**

Neutralisant sans phosphates à base d'acides organiques.

## Laboratoire de microbiologie



Utilisation dans des systèmes automatiques de nettoyage.

### **deconex® 22 HPF-x**

Nettoyant alcalin sans phosphates avec une excellente performance.

### **deconex® 25 ORGANACID**

Neutralisant sans phosphates à base d'acides organiques.



Contactez-nous et profitez de notre savoir-faire !  
[lifesciences@borer.ch](mailto:lifesciences@borer.ch)

#### **Borer Chemie AG**

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland  
Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90  
[office@borer.ch](mailto:office@borer.ch), [www.borer.swiss](http://www.borer.swiss)

#### Clause de non-responsabilité

Toutes les informations sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne garantissent pas obligatoirement certaines propriétés du produit et ne constituent pas une relation juridique contractuelle.